

Bioestimuladores de Colágeno (Ellanse, Hidroxiapatia de Ca, Sculptra, Elleva e PDO)

- **Duração:** 3 dias (Imersão)
- **Formato:** Presencial e Intensivo
- **Carga Horária:** 24 horas

Corpo Docente:

- Dr. Antonio Celória e equipe especializada.

Objetivos do curso:

Este curso oferece uma abordagem prática e detalhada sobre o uso de bioestimuladores de colágeno para harmonização facial, com foco em biomateriais como Ellanse, Hidroxiapatia de Cálcio, Sculptra e PDO. O curso visa capacitar os alunos nas técnicas de aplicação, nas indicações e contraindicações, e no manejo de complicações, proporcionando uma formação completa para a prática clínica.

Programação:

- Conceito de bioestimuladores
- Tipos de biomateriais (biotoleráveis, bioinertes, bioativos)
- Reação estímulo do colágeno vs. reação de corpo estranho
- Ação dos fatores de crescimento na formação de colágeno
- Tipos de colágeno
- Anatomia da pele e anexos
- Zonas de risco
- Hidroxiapatia de Cálcio: propriedades, moléculas, mecanismo de ação/degradação
- PLLA: propriedades, molécula, mecanismo de ação/degradação
- PCL: propriedades, molécula, mecanismo de ação/degradação
- PDO: propriedades, molécula, mecanismo de ação/degradação
- Marcas comerciais e aplicações clínicas (Radiesse/Diamond, Ellansé, Sculptra)
- Técnicas exclusivas para bioestimuladores
 - Hidrodissecção de frente
 - Eyelid Wash (tratamento para regiões palpebrais)
 - Volumização de malar e contorno mandibular
 - Rejuvenescimento facial e suporte muscular/cutâneo
 - Manejo de complicações

Materiais Solicitados aos Alunos:

1. Luvas
2. Anestésico tópico Dermomax
3. Gaze estéril
4. Carpule e (2) Agulhas 27G (4)
5. Jogo clínico – sonda, espelho e pinça (3)

6. Anestésico injetável ARTICAÍNA COM VASO (15)
7. Álcool 70% - 1 frasco
8. Lápis de delineamento (cosmético - até 3 cores)
9. Máquina fotográfica ou celular
10. Vaselina pasta
11. Jaleco
12. Toalha de papel nas bancadas
13. 1 jacaré
14. Toucas
15. Guardanapos de papel
16. Espelho de rosto
17. Seringas de Insulina Agulhadas - 30G, 8mm, 0,3ml (20 unidades)
18. Seringa de 5 ml com agulha
19. Soro Fisiológico estéril 0,9% flaconetes de 10 mls – 2 frascos
20. Cânulas 21 G x 5mm
21. Agulhas 13 x 3mm

Período:

- 1º dia: Teórico (Das 9h às 12h / Das 14h às 18h)
- 2º e 3º dias: Clínico com prática em pacientes modelos (Das 9h às 12h / Das 14h às 18h)

Contato:

CEODAC – (44) 3222-6265 ou (44) 98803-0956 (Whatsapp)
E-mail: ceodac.pos@gmail.com